

Les Gazes Jetables Imprégnées



Caractéristiques :

TYPE	REFERENCE	DIMENSIONS	GRAMMAGE
Gazes imprégnées rose	551580	60x30	20 g/m ²

Composition :

- 100% polypropylène
- minimum 15% d'imprégnation d'huile médicinale (règlementation FDA 21.CFR 172.878 & 178.3620)
- Le grammage prend en compte l'imprégnant

Unité d'Expédition :

- Carton de 20 sachets de 50 gazes

Utilisation :

- Placer sur un balai trapèze pour le balayage. Très efficace pour retenir la poussière par action électrostatique et grâce à l'huile d'imprégnation
- Sur tous types de sols même irréguliers

Entretien :

- Jeter après utilisation

Les points forts :

- Alternative pratique notamment en milieu hospitalier permettant **d'utiliser une gaze par chambre** suivant les protocoles de nettoyage évitant ainsi tout risque de contamination croisée et le déplacement des bactéries d'un endroit à l'autre
- Respect de l'environnement par sa composition ne contenant aucune substance toxique, ni dioxine et peut être jetée avec les déchets ordinaires
- Sachet avec rabat évitant l'assèchement des produits
- Grâce à sa composition et sa structure elle est la plus résistante du marché