

SUPER ACTIV' TABS +

LES + PRODUITS :

Actions : Pastille désinfectante efficace à basse température

Normes : **Bactéricide** selon les normes : EN 13727 et EN 16616.

Fongicide selon les normes : EN 13624 et EN 16616.

Parfum : Floral



PROPRIÉTÉS :

Lessive désinfectante en pastille pour le lavage du linge. Dissolution rapide de la pastille et une action immédiate des principes actifs à toutes les températures, même en cycle de lavages courts (30 min). Pouvoir détachant renforcé, activateur de blanchiment et azurants optiques pour un résultat parfait et une blancheur durable et éclatante. Les pastilles désinfectantes sont idéales pour le linge des maisons médicalisées, les crèches, les collectivités, les EHPAD, les centres sportifs.

Une utilisation pratique puisque la dose est placée directement dans le tambour de la machine avant l'introduction du linge. Les pastilles sont conditionnées ensachet protecteur individuel qui garantit une conservation parfaite et l'efficacité du produit.

SUPER ACTIV' TABS + EST :

- **Bactéricide** selon EN13727 en 30 min à 60°C à 4g/L & EN16616 en 30 min à 60°C à 10g/L en condition de propreté
- **Fongicide** selon EN13624 et EN16616 en 30 min à 60°C à 10g/L en condition de propreté



MODE D'EMPLOI :

Retirer le sachet protecteur individuel et mettre la ou les pastilles directement dans le tambour. Laver entre 30°C et 95°C pour le linge blanc et entre 30°C à 60°C pour le linge couleur. Pour une hygiène parfaite, utiliser un cycle de lavage à 50°C.

DÉSINFECTION DU LINGE	Dureté de l'eau			
	Douce			
	Moyennement dure			
	Dure			
LAVAGE DU LINGE	Douce			
	Moyennement dure			
	Dure			



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Pastille bi-couche ronde blanche et bleue de 25 g en flow-pack

Parfum : Floral

Stockage : Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.

Type de préparation : TP2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

Matière active : ACIDE PERACETIQUE ...% à 2.45g/Kg. et CHLORURE D'ALKYL(C12-C14)DIMÉTHYLBENZYLAMMONIUM à 1.87g/Kg.

Contient parmi d'autres composants (règlement (CE) N°648/2004) : moins de 5% de : phosphonate ; 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface anioniques ; moins de 5% de : agents de surface non ioniques ; 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de blanchiment oxygénés ; moins de 5% de : savon ; 5% ou plus, mais moins de 15% de : zéolites ; moins de 5% de : polycarboxylates ; enzymes ; désinfectants ; azurants optiques ; parfums ; Fragrances allergisantes: limonene, annyl cinnamal.



CONDITIONNEMENT / PALETTES :

Seau de **3Kg** Réf. 002029101 - 64 sacs/palette



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Tenir hors de portée des enfants. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0291) : +33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr. Formule soumise à demande d'AMM. Produit à usage biocide : Formulation inventoriée sous le numéro d'inventaire n°xxxxx. Désinfectant pour le linge TP02. Date de péremption et N° de lot : voir sur l'emballage.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

